

— ABLYBIO, Help Your Research



# HS1 Antibody

货号: **AYP4916**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	24kDa/54kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	BT-474,Jurkat
细胞定位	Cytoplasm,Membrane,Mitochondrion,Peripheral membrane protein
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human HS1.
------	---

## 靶点信息

研究背景	HCLS1 (hematopoietic cell-specific Lyn substrate 1) is a protein-coding gene. Diseases associated with HC LS1 include chronic lymphocytic leukemia. GO annotations related to this gene include protein kinase binding and protein complex binding. An important paralog of this gene is DBN1.
------	--

基因ID	3059
基因名	HCLS1
Swiss	P14317 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P14317/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P14317/entry</a> )
别名	HCLS1,CTTNL,HS1,lckBP1,p75,HS1 Antibody,Hematopoietic cell-specific LYN substrate 1

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)