

# TUBA1/3/4 Antibody

货号: AYP4930

## 产品信息

|       |   |
|-------|---|
| 反应    | Human,Mouse,Rat   |
| 宿主    | Rabbit  |
| 克隆性   | Polyclonal  |
| 预测反应  |   |
| 应用    | WB IF ELISA   |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500 - 1:2000<br><b>IF:</b> 1:50 - 1:200  |
| 理论分子量 |   |
| 实测分子量 |   |
| 形式    | Liquid  |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated  |
| 阳性对照  |   |
| 细胞定位  |   |
| 纯化    | Affinity purification   |

## 抗原信息

|      |   |
|------|---|
| 抗原信息 | Synthesized peptide derived from Human TUBA1/3/4. |
|------|---|

## 靶点信息

|       |   |
|-------|---|
| 研究背景  |   |
| 基因ID  |   |
| 基因名   |   |
| Swiss | Q71U36/P68363/Q9BQE3/Q13748/Q6PEY2/P68366 |
| 别名    |   |

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)