

— ABLYBIO, Help Your Research



# Mammaglobin Antibody

货号: **AYP4960**

## 产品信息

|       |   |
|-------|---|
| 反应    | Human,Rat   |
| 宿主    | Rabbit  |
| 克隆性   | Polyclonal  |
| 预测反应  |   |
| 应用    | WB IHC IF ELISA   |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500 - 1:2000<br><b>IHC:</b> 1:50 - 1:200<br><b>IF:</b> 1:50 - 1:200              |
| 理论分子量 | 18kDa   |
| 实测分子量 |   |
| 形式    | Liquid  |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated  |
| 阳性对照  | BT-474  |
| 细胞定位  | extracellular space   |
| 纯化    | Affinity purification   |

## 抗原信息

|      |   |
|------|---|
| 抗原信息 | Synthesized peptide derived from Human Mammaglobin. |
|------|---|

## 靶点信息

|       |  |
|-------|--|
| 研究背景  | Predicted to be involved in androgen receptor signaling pathway. Predicted to be located in extracellular region. Predicted to be active in extracellular space. |
| 基因ID  | 4250   |
| 基因名   | SCGB2A2  |
| Swiss | Q13296 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q13296/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q13296/entry</a> )   |
| 别名    | MGB1,UGB2,Mammaglobin Antibody,SCGB2A2,Mammaglobin-1,Secretoglobin family 2A member 2,Mammaglobin  |

## 产品验证

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)