

# Mammaglobin Antibody

货号: **AYP4960**

## 产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200 <b>IF:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	18kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	BT-474
细胞定位	extracellular space
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human Mammaglobin.
------	---

## 靶点信息

研究背景	Predicted to be involved in androgen receptor signaling pathway. Predicted to be located in extracellular region. Predicted to be active in extracellular space.
基因ID	4250
基因名	SCGB2A2
Swiss	Q13296

别名	MGB1; UGB2
----	------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)