

— ABLYBIO, Help Your Research



HEXIM1 Antibody

货号: **AYP4987**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	40kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SW480,HepG2,293T,MCF7,HeLa,HL-60
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human HEXIM1.
------	--

靶点信息

研究背景	Expression of this gene is induced by hexamethylene-bis-acetamide in vascular smooth muscle cells. This gene has no introns.
------	--

基因ID	10614
基因名	HEXIM1
Swiss	O94992 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O94992/entry)
别名	HEXIM1,CLP1,EDG1,HIS1,MAQ1,HEXIM1 Antibody,Cardiac lineage protein 1,Estrogen down-regulated gene 1 protein,Hexamethylene bis-acetamide-inducible protein 1,Menage a quatre protein 1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)