

— ABLYBIO, Help Your Research



TFIP8 Antibody

货号: **AYP4992**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa cells, Jurkat cells, K-562 cells, THP-1 cells
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human TFIP8.
------	---

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	3134
基因名	TNFAIP8
Swiss	O95379 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O95379/entry)
别名	TFIP8 Antibody, TNFAIP8, Head and neck tumor and metastasis-related protein, MDC-3.13, NF-kappa-B-inducible DED-containing protein, SCC-S2, TNF-induced protein GG2-1, TFIP8

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)