

— ABLYBIO, Help Your Research



MAP4K4 Antibody

货号: **AYP4997**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human MAP4K4.
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	MAP4K4
Swiss	O95819 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O95819/entry)
别名	MAP4K4 Antibody,MAP4K4,HPK/GCK-like kinase HGK,MAPK/ERK kinase kinase kinase 4,Nck-interacting kinase,HGK,KIAA0687,NIK

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)