

TCTP Antibody

货号: **AYP5030**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human,Mouse,Rat |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Polyclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB IHC IF ELISA |
| 推荐浓度 | WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF: 1:50 - 1:200 |
| 理论分子量 | 15kDa/19kDa |
| 实测分子量 | |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | SW480,MCF7,K-562,THP-1,U-251MG,293T,HepG2,Mouse kidney |
| 细胞定位 | Cytoplasm |
| 纯化 | Affinity purification |

抗原信息

| | |
|------|--|
| 抗原信息 | Synthesized peptide derived from Human TCTP. |
|------|--|

靶点信息

| | |
|-------|--|
| 研究背景 | Involved in calcium binding and microtubule stabilization. |
| 基因ID | 7178 |
| 基因名 | TPT1 |
| Swiss | P13693 |

| | |
|----|-----------------------|
| 别名 | TPT1;HRF;TCTP;p02;p23 |
|----|-----------------------|

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn