

# MZF-1 Antibody

货号: **AYP5090**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	<a href="#">WB</a> <a href="#">IHC</a> <a href="#">ELISA</a>
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	31kDa/54kDa/82kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,A-431,U-251MG,293T,SGC-7901,Mouse brain,Mouse lung,Rat brain
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human MZF-1.
------	---

## 靶点信息

研究背景	Binds to target promoter DNA and functions as transcription regulator. Regulates transcription from the P ADI1 and CDH2 promoter. May be one regulator of transcriptional events during hemopoietic development.
基因ID	7593
基因名	MZF1
Swiss	P28698

别名	MZF1;MZF-1;MZF1B;ZFP98;ZNF42;ZSCAN6
----	-------------------------------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)