

— ABLYBIO, Help Your Research



# MZF-1 Antibody

货号: **AYP5090**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	31kDa/54kDa/82kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,A-431,U-251MG,293T,SGC-7901,Mouse brain,Mouse lung,Rat brain
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human MZF-1.
------	-----------------------------------------------

## 靶点信息

研究背景	Binds to target promoter DNA and functions as transcription regulator. Regulates transcription from the P ADI1 and CDH2 promoter. May be one regulator of transcriptional events during hemopoietic development.
基因ID	7593
基因名	MZF1
Swiss	P28698 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P28698/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P28698/entry</a> )
别名	MZF1,MZF-1,MZF1B,ZFP98,ZNF42,ZSCAN6,MZF-1 Antibody,Zinc finger and SCAN domain-containing protein 6,Zinc finger protein 42,MZF

## 产品验证

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)