

FOXN2 Antibody

货号: **AYP5102**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Polyclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB ELISA |
| 推荐浓度 | WB: 1:500 - 1:2000 |
| 理论分子量 | 37kDa/47kDa |
| 实测分子量 | |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | THP-1,Mouse spleen,Mouse brain |
| 细胞定位 | Nucleus |
| 纯化 | Affinity purification |

抗原信息

| | |
|------|---|
| 抗原信息 | Synthesized peptide derived from Human FOXN2. |
|------|---|

靶点信息

| | |
|-------|---|
| 研究背景 | This gene encodes a forkhead domain binding protein and may function in the transcriptional regulation of the human T-cell leukemia virus long terminal repeat. |
| 基因ID | 3344 |
| 基因名 | FOXN2 |
| Swiss | P32314 |
| 别名 | FOXN2;HTLF |

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn