

— ABLYBIO, Help Your Research



FOXN2 Antibody

货号: **AYP5102**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	37kDa/47kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	THP-1,Mouse spleen,Mouse brain
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human FOXN2.
------	---

靶点信息

研究背景	This gene encodes a forkhead domain binding protein and may function in the transcriptional regulation of the human T-cell leukemia virus long terminal repeat.
------	---

基因ID	3344
基因名	FOXN2
Swiss	P32314 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P32314/entry)
别名	FOXN2,HTLF,FOXN2 Antibody,Human T-cell leukemia virus enhancer factor

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)