

— ABLYBIO, Help Your Research



ETV4 Antibody

货号: **AYP5121**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IHC ELISA
推荐浓度	IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	23kDa/49kDa/53kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,SW480,Mouse stomach,Mouse heart,Rat heart
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human ETV4.
------	--

靶点信息

研究背景	Transcriptional activator. May play a role in keratinocyte differentiation.
基因ID	2118

基因名	ETV4
Swiss	P43268 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P43268/entry)
别名	ETV4,E1A-F,E1AF,PEA3,PEAS3,ETS variant 4,Pea3/ETV4,ETV4 Antibody,Adenovirus E1A enhancer-binding protein,Polyomavirus enhancer activator 3 homolog

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)