

— ABLYBIO, Help Your Research



ATRX Antibody

货号: **AYP5126**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus. Chromosome, telomere. Nucleus, PML body
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human ATRX.
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	ATRX
Swiss	P46100 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P46100/entry)
别名	ATRX Antibody,ATRX,ATP-dependent helicase ATRX,X-linked helicase II,X-linked nuclear protein,Znf-HX,RA D54L,XH2

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)