

— ABLYBIO, Help Your Research



# GTF2A1 Antibody

货号: **AYP5158**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IF:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	37kDa/41kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	BT-474,Raji
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human GTF2A1.
------	--

## 靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	2957
基因名	GTF2A1
Swiss	P52655 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P52655/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P52655/entry</a> )
别名	GTF2A1,TF2A1,TFIIA,TFIIA-42,TFIIAL,GTF2A1 Antibody,General transcription factor IIA subunit 1,Transcription initiation factor TFIIA 42 kDa subunit,TFIIA p35 subunit,TFIIA p19 subunit

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)