

GTF2A1 Antibody

货号: **AYP5158**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	37kDa/41kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	BT-474,Raji
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human GTF2A1.
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	2957
基因名	GTF2A1
Swiss	P52655
别名	GTF2A1;TF2A1;TFIIA;TFIIA-42;TFIIAL

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn