

ZNF134 Antibody

货号: **AYP5159**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	40kDa/48kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat liver
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human ZNF134.
------	--

靶点信息

研究背景	May be involved in transcriptional regulation.
基因ID	7693
基因名	ZNF134
Swiss	P52741
别名	ZNF134;pHZ-15

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn