

— ABLYBIO, Help Your Research



Hexokinase Type III Antibody

货号: **AYP5161**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	99kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2,HL-60,THP-1,NCI-H460,Mouse liver
细胞定位	cytosol,extracellular region,mitochondrion
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human Hexokinase Type III.
------	---

靶点信息

研究背景	Hexokinases phosphorylate glucose to produce glucose-6-phosphate, the first step in most glucose metabolism pathways. This gene encodes hexokinase 3. Similar to hexokinases 1 and 2, this allosteric enzyme is inhibited by its product glucose-6-phosphate.
------	---

基因ID	3101
基因名	HK3
Swiss	P52790 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P52790/entry)
别名	HK3, HKIII, HXK3, Hexokinase Type III Antibody, Hexokinase type III, Hexokinase-C

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)