

— ABLYBIO, Help Your Research



Ephrin A5 Antibody

货号: **AYP5163**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human Ephrin A5.
------	---

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	3134
基因名	EFNA5
Swiss	P52803 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P52803/entry)
别名	Ephrin A5 Antibody,EFNA5,AL-1,EPH-related receptor tyrosine kinase ligand 7,EPLG7,LERK7,Ephrin A5

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)