

— ABLYBIO, Help Your Research



AF10 Antibody

货号: **AYP5172**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	13kDa/20kDa/109kDa/113kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,Mouse spleen
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human AF10.
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a transcription factor and has been identified as a partner gene involved in several chromosomal rearrangements resulting in various leukemias. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
------	---

基因ID	8028
基因名	MLLT10
Swiss	P55197 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P55197/entry)
别名	MLLT10,AF10,AF10 Antibody,ALL1-fused gene from chromosome 10 protein

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)