

— ABLYBIO, Help Your Research



ST5 Antibody

货号: **AYP5196**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm, cell cortex
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human ST5.
------	---------------------------------------------

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	DENND2B
Swiss	P78524 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P78524/entry)
别名	ST5 Antibody,DENND2B,HeLa tumor suppression 1,Suppression of tumorigenicity 5 protein,HTS1,ST5

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)