

— ABLYBIO, Help Your Research



OCT6 Antibody

货号: **AYP5208**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Rat brain
细胞定位	nucleoplasm,nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human OCT6.
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	5453

基因名	POU3F1
Swiss	Q03052 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q03052/entry)
别名	OCT6,OTF6,SCIP,POU3F1,OCT6 Antibody,Octamer-binding protein 6,Octamer-binding transcription factor 6,POU domain transcription factor SCIP

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)