

— ABLYBIO, Help Your Research



AKAP13 Antibody

货号: **AYP5228**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm, cytosol
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human AKAP13.
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	AKAP13
Swiss	Q12802 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q12802/entry)
别名	AKAP13 Antibody,AKAP13,AKAP-Lbc,Breast cancer nuclear receptor-binding auxiliary protein,Guanine nucleotide exchange factor Lbc,Human thyroid-anchoring protein 31,Lymphoid blast crisis oncogene,Non-oncogenic Rho GTPase-specific GTP exchange factor

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)