

— ABLYBIO, Help Your Research



CAF1A Antibody

货号: **AYP5235**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	84kDa/88kDa/106kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,K-562
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human CAF1A.
------	---

靶点信息

研究背景	Chromatin assembly factor I (CAF1) is a nuclear complex consisting of p50, p60 (CHAF1B; MIM 601245), and p150 (CHAF1A) subunits that assembles histone octamers onto replicating DNA in vitro (Kaufman et al., 1995 [PubMed 7600578]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
------	--

基因ID	10036
基因名	CHAF1A
Swiss	Q13111 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q13111/entry)
别名	CHAF1A,CAF-1,CAF1,CAF1B,CAF1P150,P150,CAF1A Antibody,Chromatin assembly factor I p150 subunit,CAF,CAF1A

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)