

— ABLYBIO, Help Your Research



ITPK1 Antibody

货号: **AYP5256**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	35kDa/45kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,HepG2,Mouse testis,Mouse brain,Mouse intestine,Rat brain
细胞定位	apical plasma membrane,cytosol
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human ITPK1.
------	---

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	3705
基因名	ITPK1
Swiss	Q13572 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q13572/entry)
别名	ITPK1,ITRPK1,ITPK1 Antibody,Inositol 1,3,4-trisphosphate 5/6-kinase

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)