

# GK2 Antibody

货号: **AYP5270**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	<a href="#">WB</a> <a href="#">ELISA</a>
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	PC-12,Mouse testis
细胞定位	extracellular exosome,mitochondrial outer membrane,mitochondrion
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human GK2.
------	---

## 靶点信息

研究背景	Key enzyme in the regulation of glycerol uptake and metabolism.
基因ID	2712
基因名	GK2
Swiss	Q14410
别名	GKP2;GKTA;GK2

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)