

— ABLYBIO, Help Your Research



GK2 Antibody

货号: **AYP5270**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	PC-12,Mouse testis
细胞定位	extracellular exosome,mitochondrial outer membrane,mitochondrion
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human GK2.
------	---

靶点信息

研究背景	Key enzyme in the regulation of glycerol uptake and metabolism.
基因ID	2712

基因名	GK2
Swiss	Q14410 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q14410/entry)
别名	GKP2,GKTA,GK2,GK2 Antibody,ATP:glycerol 3-phosphotransferase 2,Glycerol kinase,testis specific 2

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)