

— ABLYBIO, Help Your Research



# K0100 Antibody

货号: **AYP5272**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IHC IF ELISA
推荐浓度	<b>IHC:</b> 1:50 - 1:200 <b>IF:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human K0100.
------	-----------------------------------------------

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	BLTP2
Swiss	Q14667 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q14667/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q14667/entry</a> )
别名	K0100 Antibody,BLTP2,Antigen MLAA-22,Breast cancer-overexpressed gene 1 protein,Protein hobbit homolog,BCOX1,KIAA0100,K0100

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)