

— ABLYBIO, Help Your Research



HLX1 Antibody

货号: **AYP5274**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	50kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HL-60,Raji,THP-1,293T
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human HLX1.
------	--

靶点信息

研究背景	Transcription factor required for TBX21/T-bet-dependent maturation of Th1 cells as well as maintenance of Th1-specific gene expression. Involved in embryogenesis and hematopoiesis (By similarity).
------	--

基因ID	3142
基因名	HLX
Swiss	Q14774 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q14774/entry)
别名	HLX,HB24,HLX1,HLX1 Antibody,Homeobox protein HB24,Homeobox protein HLX1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)