

— ABLYBIO, Help Your Research



TAF1A Antibody

货号: **AYP5294**

产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus, nucleolus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human TAF1A.
------	---

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	TAF1A
Swiss	Q15573 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q15573/entry)
别名	TAF1A Antibody,TAF1A,RNA polymerase I-specific TBP-associated factor 48 kDa,TATA box-binding protein-associated factor 1A,Transcription factor SL1,Transcription initiation factor SL1/TIF-IB subunit A

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)