

— ABLYBIO, Help Your Research



NAB2 Antibody

货号: **AYP5302**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human NAB2.
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	3134
基因名	NAB2
Swiss	Q15742 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q15742/entry)
别名	NAB2 Antibody,NAB2,EGR-1-binding protein 2,Melanoma-associated delayed early response protein,MAD ER

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)