

— ABLYBIO, Help Your Research



LATH Antibody

货号: **AYP5354**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IHC IF ELISA
推荐浓度	IHC: 1:50 - 1:200 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human LATH.
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	BPIFA4P
Swiss	Q86YQ2 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q86YQ2/entry)
别名	LATH Antibody,BPIFA4P,BPI fold containing family A,member 4,pseudogene,Breast cancer and salivary gland-expressed protein,Putative latherin,BASE,LATH

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)