

— ABLYBIO, Help Your Research



PLXDC1 Antibody

货号: **AYP5355**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IHC ELISA
推荐浓度	IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted, Cell membrane; Single-pass type I, Cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human PLXDC1.
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	PLXDC1
Swiss	Q8IUK5 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8IUK5/entry)
别名	PLXDC1 Antibody,PLXDC1,Tumor endothelial marker 3,Tumor endothelial marker 7,TEM3,TEM7

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)