

— ABLYBIO, Help Your Research



TUSC5 Antibody

货号: **AYP5361**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human TUSC5.
------	---

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	TRARG1
Swiss	Q8IXB3 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8IXB3/entry)
别名	TUSC5 Antibody,TRARG1,Dispanin subfamily B member 1,Interferon-induced transmembrane domain-containing protein D3,Protein located at seventeen-p-thirteen point three 1,Tumor suppressor candidate 5,IFI TMD3,LOST1,TUSC5

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)