

— ABLYBIO, Help Your Research



DCLK2 Antibody

货号: **AYP5367**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm, cytoskeleton
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human DCLK2.
------	---

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	DCLK2
Swiss	Q8N568 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8N568/entry)
别名	DCLK2 Antibody,DCLK2,CaMK-like CREB regulatory kinase 2,Doublecortin domain-containing protein 3B,Doublecortin-like and CAM kinase-like 2,Doublecortin-like kinase 2,DCAMKL2,DCDC3B,DCK2

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)