

— ABLYBIO, Help Your Research



ZNF397 Antibody

货号: **AYP5377**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus, Nucleus. Cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human ZNF397.
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	ZNF397
Swiss	Q8NF99 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8NF99/entry)
别名	ZNF397 Antibody,ZNF397,Zinc finger and SCAN domain-containing protein 15,Zinc finger protein 47,ZNF47,ZSCAN15

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)