

— ABLYBIO, Help Your Research



STEA2 Antibody

货号: **AYP5380**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IHC IF ELISA
推荐浓度	IHC: 1:50 - 1:200 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Endosome membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human STEA2.
------	---

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	STEAP2
Swiss	Q8NFT2 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8NFT2/entry)
别名	STEAP2 Antibody,STEAP2,Prostate cancer-associated protein 1,Protein up-regulated in metastatic prostate cancer,Six-transmembrane epithelial antigen of prostate 2,SixTransMembrane protein of prostate 1,PCAN AP1,STAMP1,STEA2

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)