

# EPS8L3 Antibody

货号: **AYP5391**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IHC IF ELISA
推荐浓度	<b>IHC:</b> 1:50 - 1:200 <b>IF:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human EPS8L3.
------	------------------------------------------------

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	
Swiss	Q8TE67
别名	

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)