

— ABLYBIO, Help Your Research



DUSP19 Antibody

货号: **AYP5395**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human DUSP19.
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	DUSP19
Swiss	Q8WTR2 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8WTR2/entry)
别名	DUSP19 Antibody,DUSP19,Dual specificity phosphatase TS-DSP1,Low molecular weight dual specificity phosphatase 3,Protein phosphatase SKRP1,Stress-activated protein kinase pathway-regulating phosphatase 1,DUSP17,LMWDSP3,SKRP1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)