

— ABLYBIO, Help Your Research



# ZNF785 Antibody

货号: **AYP5398**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	44kDa/46kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,Mouse intestine
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human ZNF785.
------	--

## 靶点信息

研究背景	May be involved in transcriptional regulation.
基因ID	146540

基因名	ZNF785
Swiss	A8K8V0 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/A8K8V0/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/A8K8V0/entry</a> )
别名	ZNF785,ZNF785 Antibody

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)