

— ABLYBIO, Help Your Research



BRI3B Antibody

货号: **AYP5402**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Mitochondrion outer membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human BRI3B.
------	---

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	BRI3BP
Swiss	Q8WY22 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8WY22/entry)
别名	BRI3B Antibody,BRI3BP,Cervical cancer 1 proto-oncogene-binding protein KG19,HCCRBP-1,KG19,BRI3B

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)