

— ABLYBIO, Help Your Research



# AKAP1 Antibody

货号: **AYP5405**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200 <b>IF:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Mitochondrion outer membrane
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human AKAP1.
------	---

## 靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	3134
基因名	AKAP1
Swiss	Q92667 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q92667/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q92667/entry</a> )
别名	AKAP1 Antibody,AKAP1,A-kinase anchor protein 149 kDa,Dual specificity A-kinase-anchoring protein 1,Protein kinase A-anchoring protein 1,Spermatid A-kinase anchor protein 84,AKAP149,PRKA1

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)