

— ABLYBIO, Help Your Research



MIC1 Antibody

货号: **AYP5432**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	74kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Mon1-Ccz1 complex
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human MIC1.
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a colon cancer associated protein.
------	--

基因ID	29919
基因名	C18orf8
Swiss	Q96DM3 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q96DM3/entry)
别名	C18orf8,HsT2591,MIC1,Mic-1,MIC1 Antibody,Colon cancer-associated protein Mic1,WD repeat-containing protein 98,WDR98

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)