

# HES6 Antibody

货号: **AYP5435**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	12kDa/23kDa/24kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human HES6.
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of a subfamily of basic helix-loop-helix transcription repressors that have homology to the Drosophila enhancer of split genes. Members of this gene family regulate cell differentiation in numerous cell types. The protein encoded by this gene functions as a cofactor, interacting with other transcription factors through a tetrapeptide domain in its C-terminus. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described.
基因ID	55502
基因名	HES6
Swiss	Q96HZ4

别名	HES6;C-HAIRY1;HES-6;bHLHb41;bHLHc23
----	-------------------------------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)