

— ABLYBIO, Help Your Research



RPS6KC1 Antibody

货号: **AYP5448**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human RPS6KC1.
------	---

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	RPS6KC1
Swiss	Q96S38 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q96S38/entry)
别名	RPS6KC1 Antibody,RPS6KC1,52 kDa ribosomal protein S6 kinase,Ribosomal S6 kinase-like protein with two PSK domains 118 kDa protein,SPHK1-binding protein,RPK118

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)