

— ABLYBIO, Help Your Research



TEP1 Antibody

货号: **AYP5454**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IHC ELISA
推荐浓度	IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus . Chromosome, telomere
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human TEP1.
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	TEP1
Swiss	Q99973 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q99973/entry)
别名	TEP1 Antibody,TEP1,Telomerase-associated protein 1,p240,p80 telomerase homolog,TLP1,TP1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)