

# NRIP2 Antibody

货号: **AYP5456**

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IHC ELISA
推荐浓度	<b>IHC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	29kDa/31kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human NRIP2.
------	-----------------------------------------------

## 靶点信息

研究背景	Down-regulates transcriptional activation by nuclear receptors such as NR1F2.
基因ID	83714
基因名	NRIP2
Swiss	Q9BQI9
别名	NRIP2

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)