

— ABLYBIO, Help Your Research



DCLK3 Antibody

货号: **AYP5473**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IHC ELISA
推荐浓度	IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm . Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human DCLK3.
------	---

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	DCLK3
Swiss	Q9C098 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9C098/entry)
别名	DCLK3 Antibody,DCLK3,Doublecortin domain-containing protein 3C,Doublecortin-like and CAM kinase-like 3,Doublecortin-like kinase 3,DCAMKL3,DCDC3C,KIAA1765

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)