

— ABLYBIO, Help Your Research



# XRN2 Antibody

货号: **AYP5479**

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200 <b>IF:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	108kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	PC-3,A-549
细胞定位	nucleolus,nucleoplasm,nucleus
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human XRN2.
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a 5'-3' exonuclease that promotes transcription termination at cotranscriptional cleavage sites. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
基因ID	22803
基因名	XRN2
Swiss	Q9H0D6 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9H0D6/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9H0D6/entry</a> )
别名	XRN2,XRN2 Antibody,DHM1-like protein

## 产品验证

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)