

— ABLYBIO, Help Your Research



NT5C3 Antibody

货号: **AYP5481**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm, Endoplasmic reticulum
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human NT5C3.
------	---

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	NT5C3A
Swiss	Q9H0P0 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9H0P0/entry)
别名	NT5C3 Antibody,NT5C3A,7-methylguanosine phosphate-specific 5'-nucleotidase,Cytosolic 5'-nucleotidase 3,Cytosolic 5'-nucleotidase III,Pyrimidine 5'-nucleotidase 1,Uridine 5'-monophosphate hydrolase 1,p36,NT 5C3,P5N1,UMPH1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)